

# VIASURE – Kompatible Thermocycler

## Thermocycler mit Low Profile Block

Ist Ihr Thermocycler nicht dabei?  
Unter [www.bestbion.com/viasure\\_thermocycler](http://www.bestbion.com/viasure_thermocycler) finden Sie  
immer alle aktuell mit VIASURE kompatiblen Thermocycler.

Hersteller		Modell
Agilent Technologies		AriaMx / AriaDx
Applied Biosystems		7500 Fast*
Applied Biosystems		7500 Fast Dx*
Applied Biosystems		QuantStudio™ 3**
Applied Biosystems		QuantStudio™ 5**
Applied Biosystems		QuantStudio™ 6 Flex 96-well Fast
Applied Biosystems		QuantStudio™ 7 Flex 96-well Fast
Applied Biosystems		QuantStudio™ 12K Flex 96-well Fast
Applied Biosystems		StepOne Plus™***
Applied Biosystems		StepOne™***
Applied Biosystems		ViiA™ 7 Fast
Bioneer		Exicycler™ 96
Bio-Rad		CFX96™ / CFX96™ IVD
Bio-Rad		Mini Opticon™
Roche	<b>Farbkompensationskit erforderlich!</b>	LightCycler® 480
Roche	<b>Farbkompensationskit erforderlich!</b>	LightCycler® 96
Roche	<b>Farbkompensationskit erforderlich!</b>	Cobas z480 Analyzer

\* Auswahl Standard Ramp Speed \*\* keine Detektion in Cy5

## Thermocycler mit High Profile Block

Hersteller		Modell
Abbott		Abbott m2000
Applied Biosystems		7300
Applied Biosystems		7500
Applied Biosystems		7900 HT
Applied Biosystems		ABI PRISM 7000
Applied Biosystems		ABI PRISM 7700
Applied Biosystems		QuantStudio™ 3**
Applied Biosystems		QuantStudio™ 5**
Applied Biosystems		QuantStudio™ 6 Flex 96-well
Applied Biosystems		QuantStudio™ 7 Flex 96-well
Applied Biosystems		QuantStudio™ 12K Flex 96-well
Applied Biosystems		ViiA™ 7
Analytik Jena Biometra		TOptical
Analytik Jena Biometra		qTOWER 2.0
Bioneer		Exicycler™ 96
Bio-Rad		CFX96™ Deep Well / CFX96™ Deep Well IVD
Bio-Rad		iCycler iQ™
Bio-Rad		iCycler iQ™ 5
Bio-Rad		MyiQ™
Bio-Rad		MyiQ™ 2
DNA-Technology		DTprime
DNA-Technology		DTlite
Eppendorf		Mastercycler™ ep realplex
Stratagene/Agilent Technologies		Mx3000P™
Stratagene/Agilent Technologies		Mx3005P™
Certest		VIASURE 48
Certest		VIASURE 96

\*\* keine Detektion in Cy5

## Spezialformate

Hersteller		Modell
Cepheid		SmartCycler®***
Qiagen		Rotor-Gene® Q
BMS		Mic qPCR Cycler

\*\*\* nach der Rekonstruktion der Proben muss die Flüssigkeit noch in spezielle SmartCycler Tubes überführt werden

