

Wie **flexibel**  
ist Ihre  
**Infektionsdiagnostik?**




# VIRCLIA® System

Absolute Flexibilität für Ihre Infektionsdiagnostik

- Sie testen was Sie wollen, wie Sie wollen und wann Sie wollen
- Untersuchen Sie Ihre Proben direkt, **egal um welchen Parameter es sich handelt**
- **Keine Wartezeiten**, weil Proben gesammelt oder zur Analyse weggeschickt werden müssen
- **Kurze Hands-On-Time** und **weniger Fehler** dank Vollautomatisierung
- Für **CLIA-** und **ELISA-**Testung\*

Neugierig?


Jetzt hier gratis Teststellung sichern:  
[www.bestbion.com/virclia](http://www.bestbion.com/virclia)



## VIRCLIA®

### Das einzigartig flexible CLIA-Monotest-Format

Absolute Flexibilität für Ihre Infektionsdiagnostik



Auch  
für Liquor-  
diagnostik



Mehr als **80**  
verschiedene  
Parameter  
verfügbar

inkl. Kalibratoren und  
Negativkontrollen

- **All-inclusive:** Alle benötigten Reagenzien gebrauchsfertig in einem Streifen
- **Super flexibel:** Gleichzeitige Abarbeitung verschiedenster Parameter
- **Besonders einfach:** Abarbeitung direkt aus dem Primärrohrchen
- **Extrem schnell:** Erste Ergebnisse nach 50 Minuten\*\*
- **Zuverlässige Ergebnisse:** Hohe Sensitivität dank Glowtype-Technologie
- Nur **5µl Probenvolumen** erforderlich

# Automatisierte Lösungen für jeden Bedarf

## VIRCLIA® System

- Für CLIA- und ELISA-Testung
- Einzel- oder Batchtestung möglich
- Primärprobenröhrchen: Kein Umfüllen nötig
- Keine Verwechslungen: Intelligente Racks mit automatischer Probenerkennung
- Integrierte Kamera: Beobachtung aller Vorgänge im System in Echtzeit

Der Flexible:  
CLIA- und ELISA-Tests



Kapazität:	Ergebnisse in:	Abmessungen:
24 Monotests	1 Test = 50 Min.	64 cm x 57 cm x 45 cm (B x T x H)
2 x 96 ELISA	24 Tests = 2 Std.	

## VIRCLIA® Lotus System

- Für CLIA-Testung mit VirClia Monotests
- Automatisierte Probenentnahme aus Primärprobenröhrchen
- Random Access: Kein Sammeln nötig, Proben jederzeit nachladen
- STAT-Funktion: Notfallproben vorziehen für schnellere Ergebnisse




Jetzt  
verfügbar!

Der Notfall-Spezialist:  
Jederzeit Proben nachladen

Kapazität:	Ergebnisse in:	Abmessungen:
40 Monotests	erste Ergebnisse = 1 Std.	77 cm x 77 cm x 60 cm (B x T x H)
	40 Tests = 1 Std. 25 Min.	
	80 Tests = 2,5 Std.	

## VIRCLIA® PLUS System

- Für CLIA-Testung mit VirClia Monotests
- 6 Probenracks für 96 Proben
- Schnelles Abarbeiten dank 8-Kanal-Pipettierarm mit waschbaren Edelstahlspitzen
- 6 beheizte Inkubationsplätze



Der Große:  
Für den hohen Durchsatz

Kapazität:	Ergebnisse in:	Abmessungen:
216 Monotests	96 Tests = 3 Std.,	145 cm x 78 cm x 112 cm (B x T x H)
	144 Tests = 4,5 Std.	

## Eine Lösung für Ihre gesamte Infektionsdiagnostik



Bakterielle Infektionen



Virale Infektionen



Parasitäre Infektionen



Pilzinfektionen

# Noch Fragen?

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!

Rufen Sie uns an unter: +49 2234 987 950

Schreiben Sie an: [produktmanagement@bestbion.com](mailto:produktmanagement@bestbion.com)

Oder nutzen Sie unseren Live-Experten-Service auf unserer Webseite: [www.bestbion.com](http://www.bestbion.com)

