

# Standard F

Einfach kinderleicht

POCT-  
System



Isabella gehört zur bestbion-Familie  
und hatte viel Spaß beim Fotoshooting

FUN FACT

## Das macht die Standard F-Produktreihe so besonders:


- ✓ **Einmaliger Cut Off-Index (COI):** Beobachten Sie den Krankheitsverlauf Ihres Patienten und schließen Sie vorzeitige falsch-negative Ergebnisse aus
- ✓ **Innovative Immunfluoreszenztechnologie:** Besonders hohe Sensitivität und Spezifität
- ✓ **Kinderleicht:** Probe auftragen, in den Reader schieben, Ergebnis im Display ablesen
- ✓ Für **objektive Testergebnisse** ohne Interpretationsspielraum und einfache Dokumentation der Ergebnisse
- ✓ **Besonders schnell:** Positive Ergebnisse bereits nach 90 Sekunden
- ✓ **Fehlerfrei:** 2D Barcode verhindert doppeltes Auslesen derselben Kassette
- ✓ **Keine langen Wartezeiten bei Mehrfachmessungen:** Einfach Proben auftragen, außerhalb des Readers inkubieren lassen und in den Reader schieben (Read-Only-Modus)
- ✓ **Influenza und RSV:**
  - Ansatz beider Tests kann aus derselben Probe gemacht werden
  - Extra flexible, weiche Copan-Tupfer inklusive
- ✓ **Legionellen:** Kein Erhitzen oder Zentrifugieren Ihrer Urinproben nötig
- ✓ Pneumokokken-Nachweis **auch aus Liquor** möglich

Sie möchten auch kinderleicht arbeiten? Sichern Sie sich jetzt ihre kostenlose Teststellung vom F200 unter [www.bestbion.com/standard-f](http://www.bestbion.com/standard-f)



# So kinderleicht ist die Abarbeitung\*

\* Darstellung beispielhaft für die Abarbeitung des Standard F Influenza A & B



Neugierig? Jetzt kostenlose Teststellung anfordern unter [www.bestbion.com/standard-f](http://www.bestbion.com/standard-f)

Nur lesbar mit dem F200/F2400 Reader

## Standard F: Die Parameter

### Bakterielle Infektionen **semi-quantitativ**

C. difficile GDH  
C. difficile Toxin A/B  
H. pylori  
Legionella Ag\*  
Lyme IgM/IgG  
Strep A Ag\*  
S. pneumoniae Ag\*  
Syphilis Ab  
Tsutsugamushi IgM/IgG

### Biomarker **quantitativ**

CK-MB  
CRP  
hs-CRP  
D-dimer  
HbA1c  
iFOB  
NT-proBNP  
PSA  
PCT  
Troponin I  
U-Albumin

### Virale Infektionen **semi-quantitativ**

Chikungunya IgM/IgG  
COVID-19 Ag  
**-NEU-** COVID-19 IgG/IgM  
Dengue NS1 Ag  
Dengue IgM/IgG  
HAV IgM  
HCV Ab  
HIV Ag/Ab  
Influenza A + B\*  
**-NEU-** Norovirus Ag  
Respiratorischer Adenovirus Ag  
Rotavirus  
Rotavirus + Adenovirus  
RSV Ag\*  
Zika Ag  
Zika IgM

### Hormone **quantitativ**

β-hCG  
LH  
fT4  
T4  
TSH

Alle Reagenzienkits enthalten jeweils 20 bzw. 25 Testkassetten je nach Parameter.

\* Inkl. Positiv- und Negativkontrolle.

### Demnächst verfügbare Parameter

#### Virale Infektionen

Anti-HBs | HAV IgG | HBs Ag | Malaria P.f Ag

Alle aktuellen und demnächst verfügbaren Parameter finden Sie auch hier: [www.bestbion.com/standard-f](http://www.bestbion.com/standard-f)

**TOP ARBEITGEBER MITTELSTAND 2021**

**FOCUS**

DEUTSCHLANDS MITTELSTÄNDISCHE ARBEITGEBER IM VERGLEICH  
FOCUS-BUSINESS 04 | 2020

IN KOOPERATION MIT **hunu**