


Jetzt
Gratis-Muster
bestellen!
www.bestbion.com/resist

Die weltweit erste Schnelltest-Lösung für Ihr Carbapenemasen-Problem!

Schnellste Ergebnisse nicht nur für schwerstkranke Patienten.


- Identifizierung und Differenzierung der klinisch relevanten Carbapenemasen (KPC, Oxa-163, Oxa-48, IMP, Oxa-23, NDM, VIM) ist entscheidend für die richtige und zeitnahe Antibiotika-Therapie
- Schnellste Lösung für kritisch kranke Patienten, z.B. mit Verdacht auf Sepsis
- Kann nach der Bakterienanzucht oder sogar direkt aus positiver Blutkultur eingesetzt werden
- Zeitersparnis von bis zu 3 Tagen
- Schnell und sicher: Ergebnis bereits nach max. 15 Minuten mit 100% Sensitivität und Spezifität
- Super einfache Durchführung und eindeutiges Ablesen: Kann in jedem Labor ohne zusätzlichen apparativen Aufwand durchgeführt werden
- Im Gegensatz zur PCR günstiger, schneller und auch für Einzelproben einsetzbar
- Nicht genotypisch, es werden nur Carbapenemasen stoffwechselaktiver Erreger nachgewiesen
- Unterstützung beim epidemiologischen Monitoring und Hygienemanagement

Sparen Sie wertvolle Zeit mit den RESIST-Schnelltests im Vergleich zur konventionellen Methode!




* Beispielhaft für RESIST-Produktreihe

Wie integriere ich die RESIST-Produkte in meinen bestehenden Algorithmus?



* In Kürze verfügbar

Super einfache Abarbeitung und sicheres Ablesen – kein zeitraubendes Training nötig!



Die Produkte im Überblick

- NEU! RESIST-5 O.K.N.V.I. K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10011**
Kombikassetten Schnelltest zum Nachweis von NDM+KPC+OXA-48, VIM+IMP
- RESIST-5 O.O.K.N.V. K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10007**
Kombikassetten Schnelltest zum Nachweis von OXA-48+OXA-163+KPC, NDM+VIM
- RESIST-4 O.K.N.V. K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10005**
Kombikassetten Schnelltest zum Nachweis von OXA-48+KPC, NDM+VIM
- RESIST-3 O.K.N. K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10004**
Kombikassetten Schnelltest zum Nachweis von OXA-48+KPC+NDM
- RESIST-3 O.O.K. K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10003**
Kombikassetten Schnelltest zum Nachweis von OXA-48+Oxa-163+KPC
- OXA-48 K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10001**
Kassetten Schnelltest zum Nachweis von OXA-48
- Oxa-23 K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10006**
Kassetten Schnelltest zum Nachweis von OXA-23

- KPC K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10002**
Kassetten Schnelltest zum Nachweis von KPC
- IMP K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10008**
Kassetten Schnelltest zum Nachweis von IMP

Alle Kits enthalten 20 einzeln verpackte Testkassetten, 15 ml Verdünnungspuffer sowie 20 Probenröhrchen mit Tropfer. Die Kits können bei 4°C bis 30°C gelagert werden und haben eine Haltbarkeit von 12 Monaten (RESIST-5, RESIST-4 und RESIST-3) bzw. 24 Monaten (Einzelnachweise).

Direkt den passenden Schnelltest bestellen!