


# Die weltweit erste Schnelltest-Lösung für Ihr Carbapenemasen-Problem!

**Schnellste Ergebnisse nicht nur für schwerstkranke Patienten.**


- Identifizierung und Differenzierung der klinisch relevanten Carbapenemasen (KPC, Oxa-163, Oxa-48, Oxa-40/58, IMP, Oxa-23, NDM, VIM) ist entscheidend für die richtige und zeitnahe Antibiotika-Therapie
- Schnellste Lösung für kritisch kranke Patienten, z.B. mit Verdacht auf Sepsis
- Kann nach der Bakterienanzucht oder sogar direkt aus positiver Blutkultur eingesetzt werden
- Zeitersparnis von bis zu 3 Tagen
- Schnell und sicher: Ergebnis bereits nach max. 15 Minuten mit 100% Sensitivität und Spezifität
- Super einfache Durchführung und eindeutiges Ablesen: Kann in jedem Labor ohne zusätzlichen apparativen Aufwand durchgeführt werden
- Im Gegensatz zur PCR günstiger, schneller und auch für Einzelproben einsetzbar
- Nicht genotypisch, es werden nur Carbapenemasen stoffwechselaktiver Erreger nachgewiesen
- Unterstützung beim epidemiologischen Monitoring und Hygienemanagement

**Sparen Sie wertvolle Zeit mit den RESIST-Schnelltests im Vergleich zur konventionellen Methode!**




\* Beispielhaft für RESIST-Produktreihe

## Wie integriere ich die RESIST-Produkte in meinen bestehenden Algorithmus?



\* In Kürze verfügbar

## Super einfache Abarbeitung und sicheres Ablesen – kein zeitraubendes Training nötig!



### Die Produkte im Überblick

- OXA-48 K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10001**  
Kassettschnelltest zum Nachweis von OXA-48
- RESIST-3 O.O.K. K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10003**  
Kombikassettschnelltest zum Nachweis von OXA-48+Oxa-163, KPC
- RESIST-3 O.K.N. K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10004**  
Kombikassettschnelltest zum Nachweis von OXA-48+KPC+NDM
- Oxa-23 K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10006**  
Kassettschnelltest zum Nachweis von OXA-23
- IMP K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10008**  
Kassettschnelltest zum Nachweis von IMP
- RESIST-5 O.K.N.V.I. K-SeT | Bestell-Nr.: 30B10011**  
Kombikassettschnelltest zum Nachweis von NDM+KPC+OXA-48, VIM+IMP
- NEU! RESIST Acineto | Bestell-Nr.: 30B10014**  
Kombikassettschnelltest zum Nachweis von Oxa-23, Oxa-40/58, NDM

### Zusatz Kits

- RESIST-BC | Bestell-Nr.: 30B10012**  
Reagenzienkit für Blutkulturen
- ReSCape | Bestell-Nr.: 30B10013**  
Reagenzienkit für Rektaltupfer

### Kontrollen

- RESIST OXA-23 Positivkontrolle | Bestell-Nr.: 30B80001**
- RESIST 5 O.K.N.V.I. Kontrolle | Bestell-Nr.: 30B80002**
- RESIST Negativkontrolle | Bestell-Nr.: 30B80003**