



Produktliste MIC Test Streifen

Die bestbion^{dx} 100%-Garantie

FÜNF GUTE GRÜNDE, WARUM UNS UNSERE KUNDEN LIEBEN:

- **Superschnelle Lieferung:**
Bestellen Sie heute bis 15 Uhr und Ihre Produkte sind morgen bereits bei Ihnen.
- **Wir helfen schnell und zuverlässig:**
Egal, worum es geht – wir sind nur einen Anruf entfernt
- **Kompetente Beratung:**
Unsere erfahrenen Experten beantworten Ihre Fragen.
- **Persönlich statt anonym:**
Ihr ganz persönlicher Ansprechpartner betreut Sie individuell – natürlich auch bei Ihnen vor Ort.
- **Garantiert sorgenfrei:**
Wir legen Wert auf höchste Qualität bei der Auswahl unserer Produkte.
Falls Sie dennoch einmal ein Produkt reklamieren, garantieren wir eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung.


WIR GARANTIEREN IHRE BEGEISTERUNG. OHNE WENN UND ABER.



NEU

Aztreonam-Avibactam MTS™

0.016/4-256/4 µg/mL



Aztreonam-Avibactam MTS™ 0,016/4-256/4 µg/mL, ist eine **quantitative Methode** für die In-vitro-Empfindlichkeitsprüfung von **multiresistenten Enterobacterales** gegenüber Aztreonam-Avibactam.

MTS™ besteht aus speziellem porösem Papier, das mit einem vordefinierten Konzentrationsgradienten einer antimikrobiellen Substanz beschichtet ist und zur Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration (MHK) in µg/ml antimikrobieller Substanzen gegen Bakterien verwendet wird. MTS™ werden auf Agarmedien nach Inkubation über Nacht ausgewertet.

Aztreonam-Avibactam ist ein antimikrobiell wirksames Kombinationspräparat, das gegen aerobe gramnegative Organismen und insbesondere gegen Carbapenemase-produzierende Enterobacterales (CPE) mit Metallo-Beta-Laktamasen (MBLs) wirkt. CPE mit MBL sind besonders besorgniserregend, da sie in der Regel eine Multiresistenz aufweisen und die Behandlungsmöglichkeiten begrenzt sind, manchmal sogar auf Medikamente mit geringer klinischer Wirksamkeit beschränkt.

Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt
01B10352	Aztreonam-avibactam AZA 0.016/4-256/4 µg/mL (RUO)	10 Streifen
01B10353	Aztreonam-avibactam AZA 0.016/4-256/4 µg/mL (RUO)	30 Streifen
01B10354	Aztreonam-avibactam AZA 0.016/4-256/4 µg/mL (RUO)	100 Streifen

Antibiotika

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Inhalt
01B10003	Amikacin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AK) 100x	100 Streifen
01B10001	Amikacin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AK) 10x	10 Streifen
01B10002	Amikacin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AK) 30x	30 Streifen
01B10006	Amoxicillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AML) 100x	100 Streifen
01B10004	Amoxicillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AML) 10x	10 Streifen
01B10005	Amoxicillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AML) 30x	30 Streifen
01B10009	Amoxicillin/Clavulansäure (2/1) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AUG) 100x	100 Streifen
01B10007	Amoxicillin/Clavulansäure (2/1) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AUG) 10x	10 Streifen
01B10008	Amoxicillin/Clavulansäure (2/1) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AUG) 30x	30 Streifen
01B10012	Amoxicillin/Clavulansäure (2µg/mL) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AMC) 100x	100 Streifen
01B10010	Amoxicillin/Clavulansäure (2µg/mL) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AMC) 10x	10 Streifen
01B10011	Amoxicillin/Clavulansäure (2µg/mL) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AMC) 30x	30 Streifen
01B10015	Ampicillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AMP) 100x	100 Streifen
01B10013	Ampicillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AMP) 10x	10 Streifen
01B10014	Ampicillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AMP) 30x	30 Streifen
01B10018	Ampicillin/Sulbactam (2/1) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AMS) 100x	100 Streifen
01B10016	Ampicillin/Sulbactam (2/1) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AMS) 10x	10 Streifen
01B10017	Ampicillin/Sulbactam (2/1) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AMS) 30x	30 Streifen
01B10021	Ampicillin/Sulbactam (4µg/mL) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (SAM) 100x	100 Streifen
01B10019	Ampicillin/Sulbactam (4µg/mL) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (SAM) 10x	10 Streifen
01B10020	Ampicillin/Sulbactam (4µg/mL) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (SAM) 30x	30 Streifen
01B10024	Azithromycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AZM) 100x	100 Streifen
01B10022	Azithromycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AZM) 10x	10 Streifen
01B10023	Azithromycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (AZM) 30x	30 Streifen
01B10267	Aztreonam high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (ATM) 100x	100 Streifen
01B10265	Aztreonam high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (ATM) 10x	10 Streifen
01B10266	Aztreonam high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (ATM) 30x	30 Streifen
01B10027	Aztreonam low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (ATM) 100x	100 Streifen
01B10025	Aztreonam low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (ATM) 10x	10 Streifen
01B10026	Aztreonam low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (ATM) 30x	30 Streifen
01B10030	Bacitracin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (BA) 100x	100 Streifen
01B10028	Bacitracin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (BA) 10x	10 Streifen
01B10029	Bacitracin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (BA) 30x	30 Streifen
01B10033	Cefaclor MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CEC) 100x	100 Streifen
01B10031	Cefaclor MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CEC) 10x	10 Streifen
01B10032	Cefaclor MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CEC) 30x	30 Streifen
01B10270	Cefazolin MIC Test Strip 0,016-256 µg/mL (KZ) 100x	100 Streifen
01B10268	Cefazolin MIC Test Strip 0,016-256 µg/mL (KZ) 10x	10 Streifen
01B10269	Cefazolin MIC Test Strip 0,016-256 µg/mL (KZ) 30x	30 Streifen
01B10036	Cefepim high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (FEP) 100x	100 Streifen
01B10034	Cefepim high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (FEP) 10x	10 Streifen
01B10035	Cefepim high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (FEP) 30x	30 Streifen
01B10300	Cefepim low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (FEP) 100x	100 Streifen
01B10298	Cefepim low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (FEP) 10x	10 Streifen
01B10299	Cefepim low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (FEP) 30x	30 Streifen
01B10039	Cefixim MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CFM) 100x	100 Streifen
01B10037	Cefixim MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CFM) 10x	10 Streifen
01B10038	Cefixim MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CFM) 30x	30 Streifen
01B10042	Cefoperazon/Sulbactam (2/1) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CPS) 100x	100 Streifen
01B10040	Cefoperazon/Sulbactam (2/1) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CPS) 10x	10 Streifen
01B10041	Cefoperazon/Sulbactam (2/1) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CPS) 30x	30 Streifen
01B10048	Cefotaxim high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CTX) 100x	100 Streifen
01B10046	Cefotaxim high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CTX) 10x	10 Streifen
01B10047	Cefotaxim high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CTX) 30x	30 Streifen
01B10045	Cefotaxim low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CTX) 100x	100 Streifen
01B10043	Cefotaxim low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CTX) 10x	10 Streifen
01B10044	Cefotaxim low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CTX) 30x	30 Streifen
01B10051	Cefotetan MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CTT) 100x	100 Streifen
01B10049	Cefotetan MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CTT) 10x	10 Streifen
01B10050	Cefotetan MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CTT) 30x	30 Streifen
01B10054	Cefoxitin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (FOX) 100x	100 Streifen
01B10052	Cefoxitin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (FOX) 10x	10 Streifen
01B10053	Cefoxitin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (FOX) 30x	30 Streifen
01B10057	Cefpirom MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CR) 100x	100 Streifen
01B10055	Cefpirom MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CR) 10x	10 Streifen
01B10056	Cefpirom MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CR) 30x	30 Streifen
01B10060	Cefpodoxim MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (PX) 100x	100 Streifen
01B10058	Cefpodoxim MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (PX) 10x	10 Streifen
01B10059	Cefpodoxim MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (PX) 30x	30 Streifen
01B10258	Ceftarolin high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CPT) 100x	100 Streifen
01B10256	Ceftarolin high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CPT) 10x	10 Streifen
01B10257	Ceftarolin high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CPT) 30x	30 Streifen

Antibiotika

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Inhalt
01B10291	Ceftarolin low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CPT) 100x	100 Streifen
01B10289	Ceftarolin low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CPT) 10x	10 Streifen
01B10290	Ceftarolin low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CPT) 30x	30 Streifen
01B10063	Ceftazidim MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CAZ) 100x	100 Streifen
01B10061	Ceftazidim MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CAZ) 10x	10 Streifen
01B10062	Ceftazidim MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CAZ) 30x	30 Streifen
01B10303	Ceftazidim/Avibactam MIC Test Strip 0.016-256 µg/ml (CZA) 100x	100 Streifen
01B10301	Ceftazidim/Avibactam MIC Test Strip 0.016-256 µg/ml (CZA) 10x	10 Streifen
01B10302	Ceftazidim/Avibactam MIC Test Strip 0.016-256 µg/ml (CZA) 30x	30 Streifen
01B10279	Ceftibuten MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (CTB) 100x	100 Streifen
01B10277	Ceftibuten MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (CTB) 10x	10 Streifen
01B10278	Ceftibuten MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (CTB) 30x	30 Streifen
01B10330	Ceftizoxim high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CZX) 100x	100 Streifen
01B10328	Ceftizoxim high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CZX) 10x	10 Streifen
01B10329	Ceftizoxim high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CZX) 30x	30 Streifen
01B10066	Ceftizoxim low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CZX) 100x	100 Streifen
01B10064	Ceftizoxim low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CZX) 10x	10 Streifen
01B10065	Ceftizoxim low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CZX) 30x	30 Streifen
01B10297	Ceftobiprol MIC Test Strip 0,002-32 µg/ml (BPR) 100x	100 Streifen
01B10295	Ceftobiprol MIC Test Strip 0,002-32 µg/ml (BPR) 10x	10 Streifen
01B10296	Ceftobiprol MIC Test Strip 0,002-32 µg/ml (BPR) 30x	30 Streifen
01B10306	Ceftolozan/Tazobactam (4 µg/ml) MIC Test Strip 0.016-256 µg/ml (C/T) 100x	100 Streifen
01B10304	Ceftolozan/Tazobactam (4 µg/ml) MIC Test Strip 0.016-256 µg/ml (C/T) 10x	10 Streifen
01B10305	Ceftolozan/Tazobactam (4 µg/ml) MIC Test Strip 0.016-256 µg/ml (C/T) 30x	30 Streifen
01B10069	Ceftriaxon high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CRO) 100x	100 Streifen
01B10067	Ceftriaxon high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CRO) 10x	10 Streifen
01B10068	Ceftriaxon high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CRO) 30x	30 Streifen
01B10072	Ceftriaxon low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CRO) 100x	100 Streifen
01B10070	Ceftriaxon low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CRO) 10x	10 Streifen
01B10071	Ceftriaxon low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CRO) 30x	30 Streifen
01B10075	Cefuroxim MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CXM) 100x	100 Streifen
01B10073	Cefuroxim MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CXM) 10x	10 Streifen
01B10074	Cefuroxim MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CXM) 30x	30 Streifen
01B10078	Cephalothin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (KF) 100x	100 Streifen
01B10076	Cephalothin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (KF) 10x	10 Streifen
01B10077	Cephalothin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (KF) 30x	30 Streifen
01B10081	Chloramphenicol MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (C) 100x	100 Streifen
01B10079	Chloramphenicol MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (C) 10x	10 Streifen
01B10080	Chloramphenicol MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (C) 30x	30 Streifen
01B10084	Ciprofloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CIP) 100x	100 Streifen
01B10082	Ciprofloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CIP) 10x	10 Streifen
01B10083	Ciprofloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CIP) 30x	30 Streifen
01B10087	Clarithromycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CLR) 100x	100 Streifen
01B10085	Clarithromycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CLR) 10x	10 Streifen
01B10086	Clarithromycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CLR) 30x	30 Streifen
01B10090	Clindamycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CD) 100x	100 Streifen
01B10088	Clindamycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CD) 10x	10 Streifen
01B10089	Clindamycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CD) 30x	30 Streifen
01B10252	Cloxacillin MIC Test Strip 0.016-256µg/mL (CX) 100x	100 Streifen
01B10250	Cloxacillin MIC Test Strip 0.016-256µg/mL (CX) 10x	10 Streifen
01B10251	Cloxacillin MIC Test Strip 0.016-256µg/mL (CX) 30x	30 Streifen
01B10096	Colistin high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (CS) 100x	100 Streifen
01B10094	Colistin high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (CS) 10x	10 Streifen
01B10095	Colistin high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (CS) 30x	30 Streifen
01B10093	Colistin low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CS) 100x	100 Streifen
01B10091	Colistin low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CS) 10x	10 Streifen
01B10092	Colistin low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CS) 30x	30 Streifen
01B10294	Dalbavancin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (DAL) 100x	100 Streifen
01B10292	Dalbavancin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (DAL) 10x	10 Streifen
01B10293	Dalbavancin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (DAL) 30x	30 Streifen
01B10099	Daptomycin MIC Test Strip (mit Ca ²⁺) 0.016 - 256 µg/mL (DAP) 100x	100 Streifen
01B10097	Daptomycin MIC Test Strip (mit Ca ²⁺) 0.016 - 256 µg/mL (DAP) 10x	10 Streifen
01B10098	Daptomycin MIC Test Strip (mit Ca ²⁺) 0.016 - 256 µg/mL (DAP) 30x	30 Streifen
01B10312	Delafloxacin MIC Test Strip 0.002-32 µg/ml (DLX) 100x	100 Streifen
01B10310	Delafloxacin MIC Test Strip 0.002-32 µg/ml (DLX) 10x	10 Streifen
01B10311	Delafloxacin MIC Test Strip 0.002-32 µg/ml (DLX) 30x	30 Streifen
01B10102	Doripenem MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (DOR) 100x	100 Streifen
01B10100	Doripenem MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (DOR) 10x	10 Streifen
01B10101	Doripenem MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (DOR) 30x	30 Streifen
01B10105	Doxycyclin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (DXT) 100x	100 Streifen
01B10103	Doxycyclin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (DXT) 10x	10 Streifen
01B10104	Doxycyclin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (DXT) 30x	30 Streifen

Antibiotika

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Inhalt
01B10108	Enrofloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (ENR) 100x	100 Streifen
01B10106	Enrofloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (ENR) 10x	10 Streifen
01B10107	Enrofloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (ENR) 30x	30 Streifen
01B10324	Eravacyclin MIC Test Strips 0.002-32 µg/ml (ERV) 100x	100 Streifen
01B10322	Eravacyclin MIC Test Strips 0.002-32 µg/ml (ERV) 10x	10 Streifen
01B10323	Eravacyclin MIC Test Strips 0.002-32 µg/ml (ERV) 30x	30 Streifen
01B10111	Ertapenem MIC Test Strip 0.002 -32 µg/mL (ETP) 100x	100 Streifen
01B10109	Ertapenem MIC Test Strip 0.002 -32 µg/mL (ETP) 10x	10 Streifen
01B10110	Ertapenem MIC Test Strip 0.002 -32 µg/mL (ETP) 30x	30 Streifen
01B10114	Erythromycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (E) 100x	100 Streifen
01B10112	Erythromycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (E) 10x	10 Streifen
01B10113	Erythromycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (E) 30x	30 Streifen
01B10282	Florfenicol MIC Test Strip 0.016-256 µg/mL (FFC) 100x	100 Streifen
01B10280	Florfenicol MIC Test Strip 0.016-256 µg/mL (FFC) 10x	10 Streifen
01B10281	Florfenicol MIC Test Strip 0.016-256 µg/mL (FFC) 30x	30 Streifen
01B10120	Fosfomycin high MIC Test Strip (mit Glukose-6- Phosphat) 0.064-1024 µg/mL (FOS) 100x	100 Streifen
01B10118	Fosfomycin high MIC Test Strip (mit Glukose-6- Phosphat) 0.064-1024 µg/mL (FOS) 10x	10 Streifen
01B10119	Fosfomycin high MIC Test Strip (mit Glukose-6- Phosphat) 0.064-1024 µg/mL (FOS) 30x	30 Streifen
01B10117	Fosfomycin low MIC Test Strip (mit Glukose-6-Phosphat) 0.016-256 µg/mL (FOS) 100x	100 Streifen
01B10115	Fosfomycin low MIC Test Strip (mit Glukose-6-Phosphat) 0.016-256 µg/mL (FOS) 10x	10 Streifen
01B10116	Fosfomycin low MIC Test Strip (mit Glukose-6-Phosphat) 0.016-256 µg/mL (FOS) 30x	30 Streifen
01B10333	Fosmidomycin MIC Strip 0,016 - 256 µg/mL (FOM) 100x	100 Streifen
01B10331	Fosmidomycin MIC Strip 0.016 - 256 µg/mL (FOM) 10x	10 Streifen
01B10332	Fosmidomycin MIC Strip 0.016 - 256 µg/mL (FOM) 30x	30 Streifen
01B10123	Fusidinsäure MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (FU) 100x	100 Streifen
01B10121	Fusidinsäure MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (FU) 10x	10 Streifen
01B10122	Fusidinsäure MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (FU) 30x	30 Streifen
01B10126	Gatifloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (GAT) 100x	100 Streifen
01B10124	Gatifloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (GAT) 10x	10 Streifen
01B10125	Gatifloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (GAT) 30x	30 Streifen
01B10249	Gemifloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (GEM) 100x	100 Streifen
01B10247	Gemifloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (GEM) 10x	10 Streifen
01B10248	Gemifloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (GEM) 30x	30 Streifen
01B10132	Gentamicin high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (CN) 100x	100 Streifen
01B10130	Gentamicin high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (CN) 10x	10 Streifen
01B10131	Gentamicin high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (CN) 30x	30 Streifen
01B10129	Gentamicin low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CN) 100x	100 Streifen
01B10127	Gentamicin low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CN) 10x	10 Streifen
01B10128	Gentamicin low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (CN) 30x	30 Streifen
01B10336	Imipenem high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (IMI) 100x	100 Streifen
01B10334	Imipenem high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (IMI) 10x	10 Streifen
01B10335	Imipenem high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (IMI) 30x	30 Streifen
01B10135	Imipenem low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (IMI) 100x	100 Streifen
01B10133	Imipenem low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (IMI) 10x	10 Streifen
01B10134	Imipenem low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (IMI) 30x	30 Streifen
01B10138	Kanamycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (K) 100x	100 Streifen
01B10136	Kanamycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (K) 10x	10 Streifen
01B10137	Kanamycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (K) 30x	30 Streifen
01B10345	Lefamulin MIC Test Strip 0,016 - 256 µg/mL (LMU) 100x	100 Streifen
01B10343	Lefamulin MIC Test Strip 0,016 - 256 µg/mL (LMU) 10x	10 Streifen
01B10344	Lefamulin MIC Test Strip 0,016 - 256 µg/mL (LMU) 30x	30 Streifen
01B10141	Levofloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (LEV) 100x	100 Streifen
01B10139	Levofloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (LEV) 10x	10 Streifen
01B10140	Levofloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (LEV) 30x	30 Streifen
01B10144	Linezolid MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (LNZ) 100x	100 Streifen
01B10142	Linezolid MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (LNZ) 10x	10 Streifen
01B10143	Linezolid MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (LNZ) 30x	30 Streifen
01B10285	Marbofloxacin MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (MAR) 100x	100 Streifen
01B10283	Marbofloxacin MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (MAR) 10x	10 Streifen
01B10284	Marbofloxacin MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (MAR) 30x	30 Streifen
01B10147	Mecillinam MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (MEC) 100x	100 Streifen
01B10145	Mecillinam MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (MEC) 10x	10 Streifen
01B10146	Mecillinam MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (MEC) 30x	30 Streifen
01B10321	Meropenem + Vaborbactam MIC Test Strip 0.016/8 - 256/8 µg/ml (M/V) 100x	100 Streifen
01B10319	Meropenem + Vaborbactam MIC Test Strip 0.016/8 - 256/8 µg/ml (M/V) 10x	10 Streifen
01B10320	Meropenem + Vaborbactam MIC Test Strip 0.016/8 - 256/8 µg/ml (M/V) 30x	30 Streifen
01B10309	Meropenem high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (MRP) 100x	100 Streifen
01B10307	Meropenem high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (MRP) 10x	10 Streifen
01B10308	Meropenem high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (MRP) 30x	30 Streifen
01B10150	Meropenem low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (MRP) 100x	100 Streifen
01B10148	Meropenem low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (MRP) 10x	10 Streifen
01B10149	Meropenem low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (MRP) 30x	30 Streifen

Cefiderocol MTS™

0.016-256 µg/mL



Cefiderocol MTS™ 0.016-256 µg/mL, ist eine quantitative Methode zur In-vitro-Empfindlichkeitsprüfung von *Pseudomonas aeruginosa* gegenüber Cefiderocol.

MTS™ besteht aus speziellem porösem Papier, das mit einem vordefinierten Konzentrationsgradienten einer antimikrobiellen Substanz beschichtet ist und zur Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration (MHK) in µg/ml antimikrobieller Substanzen gegen Bakterien verwendet wird. MTS™ werden auf Agarmedien nach Inkubation über Nacht ausgewertet.

Cefiderocol ist ein Siderophor-Cephalosporin mit Aktivität gegen aerobe gramnegative Organismen. Es bindet an freies Eisen und wird durch die äußere Membran aktiv in Bakterienzellen transportiert. Diese Trojanische-Pferdestrategie ermöglicht es Cefiderocol, in den Bereich zwischen den bakteriellen Zellwänden einzudringen und die Zellwandsynthese zu stören. Darüber hinaus ist Cefiderocol gegen nahezu alle Beta-Lactamasen stabil, einschließlich der Serin- und Metallo-carbapenemasen.

Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt
01B10349	Cefiderocol MIC Test Strip 0.016 - 256 10	10 Streifen
01B10350	Cefiderocol MIC Test Strip 0.016 - 256 30	30 Streifen
01B10351	Cefiderocol MIC Test Strip 0.016 - 256 100	100 Streifen

Sie benötigen telefonische Beratung? +49 2234 98795 60

E-Mail: produktmanagement@bestbion.com

oder per Chat auf unsere Website: www.bestbion.com/kontakt

Antibiotika

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Inhalt
01B10153	Metronidazol MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (MTZ) 100x	100 Streifen
01B10151	Metronidazol MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (MTZ) 10x	10 Streifen
01B10152	Metronidazol MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (MTZ) 30x	30 Streifen
01B10162	Minocyclin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (MN) 100x	100 Streifen
01B10160	Minocyclin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (MN) 10x	10 Streifen
01B10161	Minocyclin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (MN) 30x	30 Streifen
01B10156	Moxifloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (MXF) 100x	100 Streifen
01B10154	Moxifloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (MXF) 10x	10 Streifen
01B10155	Moxifloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (MXF) 30x	30 Streifen
01B10159	Mupirocin MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (MUP) 100x	100 Streifen
01B10157	Mupirocin MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (MUP) 10x	10 Streifen
01B10158	Mupirocin MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (MUP) 30x	30 Streifen
01B10165	Nalidixinsäure MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (NA) 100x	100 Streifen
01B10163	Nalidixinsäure MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (NA) 10x	10 Streifen
01B10164	Nalidixinsäure MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (NA) 30x	30 Streifen
01B10168	Netilmicin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (NET) 100x	100 Streifen
01B10166	Netilmicin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (NET) 10x	10 Streifen
01B10167	Netilmicin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (NET) 30x	30 Streifen
01B10171	Nitrofurantoin MIC Test Strip 0.032 - 512 µg/mL (F) 100x	100 Streifen
01B10169	Nitrofurantoin MIC Test Strip 0.032 - 512 µg/mL (F) 10x	10 Streifen
01B10170	Nitrofurantoin MIC Test Strip 0.032 - 512 µg/mL (F) 30x	30 Streifen
01B10174	Norfloxacin MIC Test Strip 0.016 - 25 µg/mL (NOR) 100x	100 Streifen
01B10172	Norfloxacin MIC Test Strip 0.016 - 25 µg/mL (NOR) 10x	10 Streifen
01B10173	Norfloxacin MIC Test Strip 0.016 - 25 µg/mL (NOR) 30x	30 Streifen
01B10177	Ofloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (OFX) 100x	100 Streifen
01B10175	Ofloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (OFX) 10x	10 Streifen
01B10176	Ofloxacin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (OFX) 30x	30 Streifen
01B10339	Omadacyclin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (OMC) 100x	100 Streifen
01B10337	Omadacyclin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (OMC) 10x	10 Streifen
01B10338	Omadacyclin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (OMC) 30x	30 Streifen
01B10180	Oxacillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (OX) 100x	100 Streifen
01B10178	Oxacillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (OX) 10x	10 Streifen
01B10179	Oxacillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (OX) 30x	30 Streifen
01B10315	Pefloxacin MIC Test Strip 0.016-256 µg/ml (PEF) 100x	100 Streifen
01B10313	Pefloxacin MIC Test Strip 0.016-256 µg/ml (PEF) 10x	10 Streifen
01B10314	Pefloxacin MIC Test Strip 0.016-256 µg/ml (PEF) 30x	30 Streifen
01B10186	Penicillin G high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (P) 100x	100 Streifen
01B10184	Penicillin G high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (P) 10x	10 Streifen
01B10185	Penicillin G high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (P) 30x	30 Streifen
01B10183	Penicillin G low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (P) 100x	100 Streifen
01B10181	Penicillin G low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (P) 10x	10 Streifen
01B10182	Penicillin G low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (P) 30x	30 Streifen
01B10189	Piperacillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (PIP) 100x	100 Streifen
01B10187	Piperacillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (PIP) 10x	10 Streifen
01B10188	Piperacillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (PIP) 30x	30 Streifen
01B10348	Piperacillin/Tazobactam (4µg/mL) high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (TZP) 100x	100 Streifen
01B10346	Piperacillin/Tazobactam (4µg/mL) high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (TZP) 10x	10 Streifen
01B10347	Piperacillin/Tazobactam (4µg/mL) high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (TZP) 30x	30 Streifen
01B10192	Piperacillin/Tazobactam (4µg/mL) low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TZP) 100x	100 Streifen
01B10190	Piperacillin/Tazobactam (4µg/mL) low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TZP) 10x	10 Streifen
01B10191	Piperacillin/Tazobactam (4µg/mL) low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TZP) 30x	30 Streifen
01B10327	Plazomicin MIC Test Strip 0.016-256 µg/ml (PLZ) 100x	100 Streifen
01B10325	Plazomicin MIC Test Strip 0.016-256 µg/ml (PLZ) 10x	10 Streifen
01B10326	Plazomicin MIC Test Strip 0.016-256 µg/ml (PLZ) 30x	30 Streifen
01B10195	Polymyxin B MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (PB) 100x	100 Streifen
01B10193	Polymyxin B MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (PB) 10x	10 Streifen
01B10194	Polymyxin B MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (PB) 30x	30 Streifen
01B10198	Quinupristin/Dalfopristin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (QDA) 100x	100 Streifen
01B10196	Quinupristin/Dalfopristin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (QDA) 10x	10 Streifen
01B10197	Quinupristin/Dalfopristin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (QDA) 30x	30 Streifen
01B10204	Rifampicin high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (RD) 100x	100 Streifen
01B10202	Rifampicin high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (RD) 10x	10 Streifen
01B10203	Rifampicin high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (RD) 30x	30 Streifen
01B10201	Rifampicin low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (RD) 100x	100 Streifen
01B10199	Rifampicin low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (RD) 10x	10 Streifen
01B10200	Rifampicin low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (RD) 30x	30 Streifen
01B10318	Solithromycin MIC Test Strips 0.002-32 µg/ml (SOL) 100x	100 Streifen
01B10316	Solithromycin MIC Test Strips 0.002-32 µg/ml (SOL) 10x	10 Streifen
01B10317	Solithromycin MIC Test Strips 0.002-32 µg/ml (SOL) 30x	30 Streifen
01B10207	Spectinomycin MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (SPC) 100x	100 Streifen
01B10205	Spectinomycin MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (SPC) 10x	10 Streifen
01B10206	Spectinomycin MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (SPC) 30x	30 Streifen

Antibiotika

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Inhalt
01B10255	Spiramycin MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (SP) 100x	100 Streifen
01B10253	Spiramycin MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (SP) 10x	10 Streifen
01B10254	Spiramycin MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (SP) 30x	30 Streifen
01B10210	Streptomycin MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (S) 100x	100 Streifen
01B10208	Streptomycin MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (S) 10x	10 Streifen
01B10209	Streptomycin MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (S) 30x	30 Streifen
01B10213	Sulbactam MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (SUL) 100x	100 Streifen
01B10211	Sulbactam MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (SUL) 10x	10 Streifen
01B10212	Sulbactam MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (SUL) 30x	30 Streifen
01B10216	Sulfamethoxazol MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (SMX) 100x	100 Streifen
01B10214	Sulfamethoxazol MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (SMX) 10x	10 Streifen
01B10215	Sulfamethoxazol MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (SMX) 30x	30 Streifen
01B10288	Tedizolid MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (TZD) 100x	100 Streifen
01B10286	Tedizolid MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (TZD) 10x	10 Streifen
01B10287	Tedizolid MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (TZD) 30x	30 Streifen
01B10219	Teicoplanin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TEC) 100x	100 Streifen
01B10217	Teicoplanin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TEC) 10x	10 Streifen
01B10218	Teicoplanin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TEC) 30x	30 Streifen
01B10264	Telavancin high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TLV) 100x	100 Streifen
01B10262	Telavancin high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TLV) 10x	10 Streifen
01B10263	Telavancin high MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TLV) 30x	30 Streifen
01B10261	Telavancin low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (TLV) 100x	100 Streifen
01B10260	Telavancin low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (TLV) 30x	30 Streifen
01B10259	Telavancin low MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (TLV) 10x	10 Streifen
01B10222	Temocillin MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (TMO) 100x	100 Streifen
01B10220	Temocillin MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (TMO) 10x	10 Streifen
01B10221	Temocillin MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (TMO) 30x	30 Streifen
01B10225	Tetracyclin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TE) 100x	100 Streifen
01B10223	Tetracyclin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TE) 10x	10 Streifen
01B10224	Tetracyclin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TE) 30x	30 Streifen
01B10276	Tiamulin MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (TIA) 100x	100 Streifen
01B10274	Tiamulin MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (TIA) 10x	10 Streifen
01B10275	Tiamulin MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (TIA) 30x	30 Streifen
01B10342	Ticarcillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TTC) 100x	100 Streifen
01B10340	Ticarcillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TTC) 10x	10 Streifen
01B10341	Ticarcillin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TTC) 30x	30 Streifen
01B10228	Ticarcillin/Clavulansäure (2µg/mL) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TTC) 100x	100 Streifen
01B10226	Ticarcillin/Clavulansäure (2µg/mL) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TTC) 10x	10 Streifen
01B10227	Ticarcillin/Clavulansäure (2µg/mL) MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TTC) 30x	30 Streifen
01B10231	Tigecyclin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TGC) 100x	100 Streifen
01B10229	Tigecyclin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TGC) 10x	10 Streifen
01B10230	Tigecyclin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TGC) 30x	30 Streifen
01B10273	Tilmicosin MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (TIL) 100x	100 Streifen
01B10271	Tilmicosin MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (TIL) 10x	10 Streifen
01B10272	Tilmicosin MIC Test Strip 0.002-32µg/mL (TIL) 30x	30 Streifen
01B10237	Tobramycin high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (TOB) 100x	100 Streifen
01B10235	Tobramycin high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (TOB) 10x	10 Streifen
01B10236	Tobramycin high MIC Test Strip 0.064 - 1024 µg/mL (TOB) 30x	30 Streifen
01B10234	Tobramycin low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TOB) 100x	100 Streifen
01B10232	Tobramycin low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TOB) 10x	10 Streifen
01B10233	Tobramycin low MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (TOB) 30x	30 Streifen
01B10240	Trimethoprim MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (TM) 100x	100 Streifen
01B10238	Trimethoprim MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (TM) 10x	10 Streifen
01B10239	Trimethoprim MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (TM) 30x	30 Streifen
01B10243	Trimethoprim/Sulfamethoxazol (1/19), Cotrimoxazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (SXT) 100x	100 Streifen
01B10241	Trimethoprim/Sulfamethoxazol (1/19), Cotrimoxazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (SXT) 10x	10 Streifen
01B10242	Trimethoprim/Sulfamethoxazol (1/19), Cotrimoxazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (SXT) 30x	30 Streifen
01B10246	Vancomycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (VA) 100x	100 Streifen
01B10244	Vancomycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (VA) 10x	10 Streifen
01B10245	Vancomycin MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (VA) 30x	30 Streifen

Antimykotika

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Inhalt
01B11003	Amphotericin B MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (AMB) 100x	100 Streifen
01B11001	Amphotericin B MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (AMB) 10x	10 Streifen
01B11002	Amphotericin B MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (AMB) 30x	30 Streifen
01B11006	Anidulafungin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (AND) 100x	100 Streifen
01B11004	Anidulafungin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (AND) 10x	10 Streifen
01B11005	Anidulafungin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (AND) 30x	30 Streifen
01B11009	Caspofungin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CAS) 100x	100 Streifen

Antimykotika

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Inhalt
01B11008	Caspofungin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (CAS) 30x	30 Streifen
01B11012	Fluconazol MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (FLU) 100x	100 Streifen
01B11010	Fluconazol MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (FLU) 10x	10 Streifen
01B11011	Fluconazol MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (FLU) 30x	30 Streifen
01B11015	Flucytosin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (FC) 100x	100 Streifen
01B11013	Flucytosin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (FC) 10x	10 Streifen
01B11014	Flucytosin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (FC) 30x	30 Streifen
01B11033	Isavuconazol MIC Test Strip 0.002-32 µg/ml (IVU) 100x	100 Streifen
01B11031	Isavuconazol MIC Test Strip 0.002-32 µg/ml (IVU) 10x	10 Streifen
01B11032	Isavuconazol MIC Test Strip 0.002-32 µg/ml (IVU) 30x	30 Streifen
01B11018	Itraconazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (ITC) 100x	100 Streifen
01B11016	Itraconazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (ITC) 10x	10 Streifen
01B11017	Itraconazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (ITC) 30x	30 Streifen
01B11021	Ketoconazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (KE) 100x	100 Streifen
01B11019	Ketoconazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (KE) 10x	10 Streifen
01B11020	Ketoconazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (KE) 30x	30 Streifen
01B11024	Micafungin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (MYC) 100x	100 Streifen
01B11022	Micafungin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (MYC) 10x	10 Streifen
01B11023	Micafungin MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (MYC) 30x	30 Streifen
01B11027	Posaconazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (POS) 100x	100 Streifen
01B11025	Posaconazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (POS) 10x	10 Streifen
01B11026	Posaconazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (POS) 30x	30 Streifen
01B11030	Voriconazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (VO) 100x	100 Streifen
01B11028	Voriconazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (VO) 10x	10 Streifen
01B11029	Voriconazol MIC Test Strip 0.002 - 32 µg/mL (VO) 30x	30 Streifen

Tuberkulostatika

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Inhalt
01B12003	Ethambutol MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (EB) 100x	100 Streifen
01B12001	Ethambutol MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (EB) 10x	10 Streifen
01B12002	Ethambutol MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (EB) 30x	30 Streifen
01B12006	Ethionamid MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (ET) 100x	100 Streifen
01B12004	Ethionamid MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (ET) 10x	10 Streifen
01B12005	Ethionamid MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (ET) 30x	30 Streifen
01B12009	Isoniazid MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (IZ) 100x	100 Streifen
01B12007	Isoniazid MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (IZ) 10x	10 Streifen
01B12008	Isoniazid MIC Test Strip 0.016 - 256 µg/mL (IZ) 30x	30 Streifen

Resistenzmechanismen

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Inhalt
01B13034	AmpC Ertapenem/Ertapenem+Cloxacillin MIC Test Strip 0.125-8/0.032-2 µg/ml (ETP/ECX) 100x	100 Streifen
01B13032	AmpC Ertapenem/Ertapenem+Cloxacillin MIC Test Strip 0.125-8/0.032-2 µg/ml (ETP/ECX) 10x	10 Streifen
01B13033	AmpC Ertapenem/Ertapenem+Cloxacillin MIC Test Strip 0.125-8/0.032-2 µg/ml (ETP/ECX) 30x	30 Streifen
01B13009	Cefotetan/Cefotetan + Cloxacillin MIC Test Strip 0.5 - 32/0.5 - 32µg/mL (CTT/CXT) 100x	100 Streifen
01B13007	Cefotetan/Cefotetan + Cloxacillin MIC Test Strip 0.5 - 32/0.5 - 32µg/mL (CTT/CXT) 10x	10 Streifen
01B13008	Cefotetan/Cefotetan + Cloxacillin MIC Test Strip 0.5 - 32/0.5 - 32µg/mL (CTT/CXT) 30x	30 Streifen
01B13003	ESBL Cefepim/C. + Clsre (4 µg/mL) MIC Test Strip 0.25 - 16/0.064 - 4 µg/mL (FEP/FEL) 100x	100 Streifen
01B13001	ESBL Cefepim/C. + Clsre (4 µg/mL) MIC Test Strip 0.25 - 16/0.064 - 4 µg/mL (FEP/FEL) 10x	10 Streifen
01B13002	ESBL Cefepim/C. + Clsre (4 µg/mL) MIC Test Strip 0.25 - 16/0.064 - 4 µg/mL (FEP/FEL) 30x	30 Streifen
01B13006	ESBL Cefotaxim/C. + Clsre (4 µg/mL) MIC Test Strip 0.25 - 16/0.016 - 1 µg/mL (CTX/CTL) 100x	100 Streifen
01B13004	ESBL Cefotaxim/C. + Clsre (4 µg/mL) MIC Test Strip 0.25 - 16/0.016 - 1 µg/mL (CTX/CTL) 10x	10 Streifen
01B13005	ESBL Cefotaxim/C. + Clsre (4 µg/mL) MIC Test Strip 0.25 - 16/0.016 - 1 µg/mL (CTX/CTL) 30x	30 Streifen
01B13012	ESBL Ceftazidim/C. + Clsre (4 µg/mL) MIC Test Strip 0.5 - 32/0.064 - 4 µg/mL (CAZ/CAL) 100x	100 Streifen
01B13010	ESBL Ceftazidim/C. + Clsre (4 µg/mL) MIC Test Strip 0.5 - 32/0.064 - 4 µg/mL (CAZ/CAL) 10x	10 Streifen
01B13011	ESBL Ceftazidim/C. + Clsre (4 µg/mL) MIC Test Strip 0.5 - 32/0.064 - 4 µg/mL (CAZ/CAL) 30x	30 Streifen
01B13018	GRD Vancomycin/Teicoplanin MIC Test Strip 0.5 - 32/0.5 - 32µg/ml (VA/TEC) 100x	100 Streifen
01B13016	GRD Vancomycin/Teicoplanin MIC Test Strip 0.5 - 32/0.5 - 32µg/ml (VA/TEC) 10x	10 Streifen
01B13017	GRD Vancomycin/Teicoplanin MIC Test Strip 0.5 - 32/0.5 - 32µg/ml (VA/TEC) 30x	30 Streifen
01B13037	Imipenem-Relebactam MIC Test Strip 0.002/4-32/4 µg/ml (I/R) 100x	100 Streifen
01B13035	Imipenem-Relebactam MIC Test Strip 0.002/4-32/4 µg/ml (I/R) 10x	10 Streifen
01B13036	Imipenem-Relebactam MIC Test Strip 0.002/4-32/4 µg/ml (I/R) 30x	30 Streifen
01B13031	KPC Ertapenem/Ertapenem + Borsäure MIC Test Strip 0.125 - 8/0.032 - 2 µg/mL (ETP/EBO) 100x	100 Streifen
01B13029	KPC Ertapenem/Ertapenem + Borsäure MIC Test Strip 0.125 - 8/0.032 - 2 µg/mL (ETP/EBO) 10x	10 Streifen
01B13030	KPC Ertapenem/Ertapenem + Borsäure MIC Test Strip 0.125 - 8/0.032 - 2 µg/mL (ETP/EBO) 30x	30 Streifen
01B13028	KPC Meropenem/Meropenem + Borsäure MIC Test Strip 0.125 - 8/0.032 - 2 µg/mL (MRP/MBO) 100x	100 Streifen
01B13026	KPC Meropenem/Meropenem + Borsäure MIC Test Strip 0.125 - 8/0.032 - 2 µg/mL (MRP/MBO) 10x	10 Streifen
01B13027	KPC Meropenem/Meropenem + Borsäure MIC Test Strip 0.125 - 8/0.032 - 2 µg/mL (MRP/MBO) 30x	30 Streifen
01B13015	MBL Imipenem/Imipenem + EDTA high MIC Test Strip 4 - 256/1 - 64µg/ml (IMI/IMD) 100x	100 Streifen
01B13013	MBL Imipenem/Imipenem + EDTA high MIC Test Strip 4 - 256/1 - 64µg/ml (IMI/IMD) 10x	10 Streifen

Resistenzmechanismen

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Inhalt
01B13014	MBL Imipenem/Imipenem + EDTA high MIC Test Strip 4 - 256/1 - 64µg/ml (IMI/IMD) 30x	30 Streifen
01B13025	MBL Imipenem/Imipenem + EDTA low MIC Test Strip 0.125 - 8/0.032 - 2µg/ml (IMI/IMD) 100x	100 Streifen
01B13023	MBL Imipenem/Imipenem + EDTA low MIC Test Strip 0.125 - 8/0.032 - 2µg/ml (IMI/IMD) 10x	10 Streifen
01B13024	MBL Imipenem/Imipenem + EDTA low MIC Test Strip 0.125 - 8/0.032 - 2µg/ml (IMI/IMD) 30x	30 Streifen
01B13022	MBL Meropenem/Meropenem + EDTA MIC Test Strip 0.125 - 8/0.032 - 2µg/ml (MRP/MRD) 100x	100 Streifen
01B13020	MBL Meropenem/Meropenem + EDTA MIC Test Strip 0.125 - 8/0.032 - 2µg/ml (MRP/MRD) 10x	10 Streifen
01B13021	MBL Meropenem/Meropenem + EDTA MIC Test Strip 0.125 - 8/0.032 - 2µg/ml (MRP/MRD) 30x	30 Streifen

bestbion dx GmbH • Horbeller Str. 33 • D-50858 Köln
Tel: +49 2234 987 95 0 • Fax: +49 2234 987 95 29

www.bestbion.com