

suPARnostic® POC+

Die kompakte Point-of-Care Lösung für die suPAR Messung

suPARnostic®
by ViroGates

- Testung ohne Beteiligung eines Labors
- Leichte Handhabung
- Einfacher Test per Fingerstich
- Ergebnisse in 17 Minuten verfügbar

POC+ ist ein Point-of-Care Test, der die Konzentration von suPAR im Blut nachweist. Der POC+ ist für den Einsatz im professionellen Gesundheitswesen zugelassen und dient zur Erkennung von Entzündungen und Anzeichen der Immunaktivierung.

Basierend auf der GENSPEED-Technologie, ermöglicht POC+ eine schnelle und vollautomatische Verarbeitung von Blutproben aus der Fingerbeere.

Analysen mit dem POC+ können demnach ohne Beteiligung eines Labors durchgeführt werden. Die Handhabung ist dabei einfach und intuitiv. Ein Blutstropfen genügt und Ergebnisse sind schon in 17 Minuten verfügbar!



Der suPARnostic® POC+ ist für die Akutversorgung und den präklinischen Bereich entwickelt worden.

Ein Kit enthält gebrauchsfertige Reagenzien, für die Durchführung von 25 Tests.

Sprechen Sie unsere Experten an! Wir analysieren Ihren Bedarf und helfen Ihnen sofort weiter:

E-Mail: service@bestbion.com

Tel.: +49 2234 98795-0



Dr. Jesper Eugen-Olsen, CSO bei ViroGates: „Mit dem POC+ können wir endlich, in Umgebungen ohne Labor, den suPAR-Spiegel in einem Blutstropfen aus dem Finger messen. Dies ermöglicht die einfache Bestimmung einer chronischen Entzündung, des Schweregrads einer Erkrankung sowie der Prognose des Krankheitsverlaufs.“

Im Vertrieb von:

 **bestbion**^{dx}
smarter diagnostics

Jetzt
Anwendungsvideo
anschauen!



suPARnostic® POC+ ist schnell und einfach in der Handhabung!

suPARnostic®
by ViroGates

Die Größe und Technologie des POC+ garantieren eine hervorragendes Handling und Mobilität. Dank der kompakten Bauweise, passt das Gerät auch in kleinste Räume und kann mühelos zwischen Abteilungen transportiert werden.

Vorteile der Tests

- Schnelle Entscheidungsfindung für die Patiententriage.
- 22 % weniger Krankenhaus-einweisungen.
- Senkung der Kosten im Gesundheitswesen.



1

Geben Sie einen Blutstropfen aus der Fingerbeere auf die Testkassette.



2

Geben Sie die Probe in das POC+ Gerät.



3

Warten Sie 17 Minuten.




4

Das Ergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt.



5

Klinische Entscheidungsfindung.



Im Vertrieb von:

 **bestbion**^{dx}
smarter diagnostics