


# Schnelltests

## Einstufige immunchromatographische Tests

Schnell | Zuverlässig | Einfach



# certest

IMMUNODIAGNOSTIC

Certest Immunodiagnostic hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein umfassendes Portfolio an diagnostischen Reagenzien für den Nachweis von Infektionskrankheiten und verschiedenen Markern anzubieten, das unterschiedliche Anforderungen an Formate, Anwendungsarten, Durchsatz, Präzision und Zeit von der Probe bis zum Ergebnis abdeckt.

## IMMUNOCHROMATOGRAPHIE


Bietet Schnelltestlösungen zur Unterstützung der professionellen Diagnostik mit einer sofortigen Lösung, die keine Geräte benötigt und deren Ergebnisse in der Regel in weniger als 15 Minuten vorliegen.

## TURBIDIMETRIE

Bietet Diagnoselösungen für automatisierte und quantitative Ergebnisse mit höheren Durchsatzraten.

## CLIA

Bietet eine hochempfindliche, automatisierte Diagnoselösung, die auf der Chemilumineszenz-Amplifikation eines Immunocapture basiert.



## Schnelltests

Unsere Produkte sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im Nachweis von Antigenen mittels **immunchromatographischer** Lateral-Flow-Technik.

Die Tests basieren auf farbigen Latexpartikeln. Die Darstellung der Ergebnisse durch verschiedenfarbige Banden erleichtert die Interpretation.

Die **Certest Lateral Flow Immunochromatographie** umfasst hauptsächlich die Diagnostik gastrointestinaler und respiratorischer Infektionskrankheiten sowie den Nachweis von Entzündungs- oder Tumormarkern im GI-Trakt.



- ✔ Mehrere Tests aus nur einer Probe.
- ✔ Paneltests: Nur **eine** Probe und eine Vorbereitung.
- ✔ Diagnose mehrerer Analyten in **10 Minuten**.
- ✔ Geringeres Risiko einer Fehlhandhabung von Proben und Ergebnissen.
- ✔ Operative Effizienz.




Results in  
**10**   
minutes



Multianalyt-Kombinationen mit 1,2,3 oder 4 Streifen

*Unsere Cut-off-Tests sind mit speziellen Röhrcchen ausgestattet, die die Entnahme von Stuhlproben erleichtern.*



## Stuhlantigene

### VIREN

Adenovirus  
Astrovirus  
Enterovirus  
Norovirus GI/GII  
Rotavirus

### BAKTERIEN

Helicobacter pylori  
Clostridium difficile antigen GDH  
Escherichia coli O157  
Campylobacter  
Salmonella  
Salmonella Typhi  
Salmonella Paratyphi  
Yersinia O:3  
Yersinia O:9

### PARASITEN

Cryptosporidium parvum  
Giardia lamblia  
Entamoeba



## Respiratorische Antigene

### VIREN

Flu A  
RSV  
Resp. Adenovirus  
SARS-CoV-2

### BAKTERIEN

Strep. A

### VIREN

Rotavirus + Adenovirus  
Norovirus GI + Norovirus GII  
Rotavirus + Norovirus

### BAKTERIEN

H. pylori + Transferrin  
Clostridium difficile (GDH) + Lactoferrin  
Clostridium difficile Toxin A + B  
EHEC VT1 + VT2  
Salmonella typhi + paratyphi  
Yersinia enterocolitica O:3 + O:9

### PARASITEN

Crypto + Giardia



### VIREN

Flu A + Flu B  
RSV + Resp. Adenovirus  
SARS-CoV-2 + Flu A

### VIREN

Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus  
Rotavirus + Adenovirus + Norovirus

### BAKTERIEN

Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxin B  
E. coli O157 + VT1 + VT2

### PARASITEN

Crypto + Giardia + Entamoeba



### VIREN

Flu A + Flu B + RSV  
SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B

### VIREN

Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus + Norovirus  
GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin

### BAKTERIEN

C. Difficile GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin



### VIREN

Flu A + Flu B + RSV + Adenovirus  
SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

## Entzündungs- und Tumormarker

## Urin



### MARKER

Hemoglobin (FOB)  
Transferrin  
Calprotectin  
Lactoferrin



### BAKTERIEN

Legionella  
Streptococcus pneumoniae



### MARKER

FOB 50 + 200  
FOB + Transferrin  
H. pylori + Transferrin  
Calprotectin 50 + 200  
Calprotectin + Lactoferrin  
Clostridium difficile (GDH) + Lactoferrin



### BAKTERIEN

Streptococcus pneumoniae + Legionella



### MARKER

FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin  
GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin

**Unsere Tests haben zwei  
unterschiedliche Linien.**

Kontroll-Linie - Grün  
Positiv-Linie - Rot

**Einsatz von Positiv- und  
Negativ-Kontrollen  
möglich.**





## Stuhlantigene

### GASTROINTESTINALE VIREN

#### ADENOVIRUS

Bezeichnung
<b>Adenovirus</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Adenovirus</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Adenovirus</b> 20 Positivkontrollen-Kit

#### ASTROVIRUS

Bezeichnung
<b>Astrovirus</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Astrovirus</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Astrovirus</b> 20 Positivkontrollen-Kit

#### ENTEROVIRUS

Bezeichnung
<b>Enterovirus</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Enterovirus</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Enterovirus</b> 20 Positivkontrollen-Kit

#### NOROVIRUS

Bezeichnung
<b>Norovirus</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Norovirus</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Norovirus</b> 20 Positivkontrollen-Kit

 **ROTAVIRUS**

Bezeichnung
<b>Rotavirus</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Rotavirus</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Rotavirus</b> 20 Positivkontrollen-Kit

 **COMBO**

Bezeichnung
<b>Rotavirus + Adenovirus</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Rotavirus + Adenovirus</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Norovirus GI + GII</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Norovirus GI + GII</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Rotavirus + Noro GI/GII</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Rotavirus + Noro GI/GII</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

 **TRIPLE**

Bezeichnung
<b>Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus</b> (20 Triple-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus</b> (20 Triple-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Rotavirus + Adenovirus + Norovirus</b> (20 Triple-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Rotavirus + Adenovirus + Norovirus</b> (20 Triple-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

 **QUAD**

Bezeichnung
<b>Rota + Adeno + Astro + Noro</b> (20 Quad-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Rota + Adeno + Astro + Noro</b> (20 Quad-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)



## Stuhlantigene

### GASTROINTESTINALE BAKTERIEN

#### HELICOBACTER PYLORI

##### Bezeichnung

**H. Pylori** (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)

**H. Pylori** (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

**H. Pylori** 20 Positivkontrollen-Kit

#### CLOSTRIDIUM DIFFICILE

##### Bezeichnung

**Clostridium Difficile antigen GDH** (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)

**Clostridium Difficile antigen GDH** (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

**Clostridium Difficile antigen GDH** 20 Positivkontrollen-Kit

**Clostridium Difficile Toxin A** 20 Positivkontrollen-Kit

**Clostridium Difficile Toxin B** 20 Positivkontrollen-Kit

#### ESCHERICHIA COLI

##### Bezeichnung

**E. Coli O157:H7** (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)

**E. Coli O157:H7** (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

**E. Coli O157:H7** 20 Positivkontrollen-Kit

**E. Coli O157:H7** Verotoxin 1, 20 Positivkontrollen-Kit

**E. Coli O157:H7** Verotoxin 2, 20 Positivkontrollen-Kit

#### CAMPYLOBACTER

##### Bezeichnung

**Campylobacter** (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)

**Campylobacter** (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

**Campylobacter** 20 Positivkontrollen-Kit



## SALMONELLA

Bezeichnung
<b>Salmonella</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Salmonella</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Salmonella</b> 20 Positivkontrollen-Kit

## SALMONELLA TYPHI

Bezeichnung
<b>Salmonella Typhi</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Salmonella Typhi</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Salmonella Typhi</b> 20 Positivkontrollen-Kit

## SALMONELLA PARATYPHI

Bezeichnung
<b>Salmonella Paratyphi</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Salmonella Paratyphi</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Salmonella Paratyphi</b> 20 Positivkontrollen-Kit

## YERSINISA O:3

Bezeichnung
<b>Yersinia Enterocolitica O:3</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Yersinia Enterocolitica O:3</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Yersinia Enterocolitica O:3</b> 20 Positivkontrollen-Kit

## YERSINISA O:9

Bezeichnung
<b>Yersinia Enterocolitica O:9</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Yersinia Enterocolitica O:9</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Yersinia Enterocolitica O:9</b> 20 Positive Controls Kit



## Stuhlantigene



### COMBO

Bezeichnung
<b>Clostridium Difficile Toxin A + Toxin B</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Clostridium Difficile Toxin A + Toxin B</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>H. Pylori + Transferrin</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>H. Pylori + Transferrin</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>GDH + Lactoferrin</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>GDH + Lactoferrin</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>EHEC VT1 + VT2</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>EHEC VT1 + VT2</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Salmonella Typhi + Paratyphi</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Salmonella Typhi + Paratyphi</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Yersinia Enterocolitica O:3 + O:9</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Yersinia Enterocolitica O:3 + O:9</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)



### TRIPLE

Bezeichnung
<b>C. Difficile GDH + Toxin A + Toxin B</b> (20 Triple-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>C. Difficile GDH + Toxin A + Toxin B</b> (20 Triple-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>E. Coli O157:H7 + VT1 + VT2</b> (20 Triple-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>E. Coli O157:H7 + VT1 + VT2</b> (20 Triple-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)



### QUAD

Bezeichnung
<b>C. Difficile GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin</b> (20 Quad-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>C. Difficile GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin</b> (20 Quad-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

## GASTROINTESTINALE PARASITEN

### CRYPROPOSPORIDIUM

Bezeichnung
<b>Crypto</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Crypto</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Crypto</b> 20 Positivkontrollen-Kit

### GIARDIA

Bezeichnung
<b>Giardia+</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Giardia+</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Giardia+</b> 20 Positivkontrollen-Kit

### ENTAMOEBA

Bezeichnung
<b>Entamoeba</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Entamoeba</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Entamoeba</b> 20 Positivkontrollen-Kit

### COMBO

Bezeichnung
<b>Crypto + Giardia</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Crypto + Giardia</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

### TRIPLE

Bezeichnung
<b>Crypto + Giardia + Entamoeba</b> (20 Triple-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Crypto + Giardia + Entamoeba</b> (20 Triple-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)



## Respiratorische Antigene



### RESPIRATORISCHE VIREN



#### INFLUENZA

Bezeichnung
<b>Influenza A</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Influenza A</b> 20 Positivkontrollen-Kit
<b>Influenza B</b> 20 Positivkontrollen-Kit



#### RSV (RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS)

Bezeichnung
<b>RSV</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>RSV</b> 20 Positivkontrollen-Kit



#### ADENOVIRUS RESPIRATORY

Bezeichnung
<b>Adenovirus Resp.</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Adenovirus Resp.</b> 20 Positivkontrollen-Kit



#### SARS COV-2

Bezeichnung
<b>SARS CoV-2</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>SARS CoV-2</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>SARS CoV-2</b> (60 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>SARS CoV-2</b> 20 Positivkontrollen-Kit



## COMBO

### Bezeichnung

**Influenza A + B** (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

**RSV + Adenovirus Resp.** (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

**SARS CoV-2 + Flu A** (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)



## TRIPLE

### Bezeichnung

**Influenza A + B + RSV** (20 Triple-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

**SARS CoV-2 + Flu A + Flu B** (20 Triple-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)



## QUAD

### Bezeichnung

**Influenza A + B + RSV + Adeno Resp.** (20 Quad-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

**SARS CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV** (20 Quad-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)



## RESPIRATORISCHE BAKTERIEN

### STREP. A

#### Bezeichnung

**Strep A** (20 Testkassetten + Verdünnungsfläschchen + Röhrchen & Pipettenfläschchen + Positivkontrolle)

**Strep A** 20 Positivkontrollen-Kit



Jedes Test-KIT das eine Positivkontrolle enthält, ist auch mit einer Negativkontrolle erhältlich.

#### Bezeichnung

Negativ Kontrolle, 20 Negativkontrollen-Kit



## Urin Antigene



### URIN BAKTERIEN



#### LEGIONELLA PNEUMOPHILA

##### Bezeichnung

**Legionella** (20 Testkassetten + Verdünnungsfläschchen + Positivkontrolle + Negativkontrolle)

**Legionella** 20 Positivkontrollen-Kit



#### STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

##### Bezeichnung

**S. pneumoniae** (20 Testkassetten + Verdünnungsfläschchen + Positivkontrolle + Negativkontrolle)

**S. pneumoniae** 20 Positivkontrollen-Kit



#### COMBO

##### Bezeichnung

**S. pneumoniae + Legionella** (20 Testkassetten + Verdünnungsfläschchen + Positivkontrolle + N.K.)



## Entzündungs- und Tumormarker



#### FOB

##### Bezeichnung

**FOB** (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)

**FOB** (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

**FOB** 20 Positivkontrollen-Kit



#### CALPROTECTIN

##### Bezeichnung

**Calprotectin** (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)

**Calprotectin** (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

**Calprotectin** 20 Positivkontrollen-Kit



## TRANSFERRIN

Bezeichnung
<b>Transferrin</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Transferrin</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Transferrin</b> 20 Positivkontrollen-Kit



## LACTOFERRIN

Bezeichnung
<b>Lactoferrin</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Lactoferrin</b> (20 Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Lactoferrin</b> 20 Positivkontrollen-Kit



## COMBO

Bezeichnung
<b>FOB 50 + 200</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>FOB 50 + 200</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Calprotectin 50 + 200</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Calprotectin 50 + 200</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>FOB + Transferrin</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>FOB + Transferrin</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)
<b>Calprotectin + Lactoferin</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>Calprotectin + Lactoferin</b> (20 Combo-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)



## QUAD

Bezeichnung
<b>FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin</b> (20 Quad-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen)
<b>FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin</b> (20 Quad-Testkassetten mit Stuhl-Röhrchen + Positivkontrolle)

## Advantages:



Nichtinvasive Diagnostik



Alles inklusive. Keine zusätzliches Equipment erforderlich.



Geringe Kosten



Schnelle Ergebnisse



Einfache Nutzung und Interpretation



Find us on

@certestbiotec

Certest Immunodiagnostic bietet einfache, sensitive und spezifische Screening-Tests für eine präsumtive Diagnose von Infektionskrankheiten.

**certest**

IMMUNODIAGNOSTIC

Im Vertrieb von:

**bestbion dx GmbH**  
An der Hasenkaule 10  
(Halle 9)  
50354 Hürth, Deutschland

Telefon: +49 2234 98795 – 0  
Telefax: +49 2234 98795 – 29  
Email: [service@bestbion.com](mailto:service@bestbion.com)  
Internet: [www.bestbion.com](http://www.bestbion.com)

 **bestbion**<sup>dx</sup>  
smarter diagnostics